

Guia de Órteses e Próteses para Membros Superiores



SHOPPING ORTOPÉDICO



40 anos



SHOPPING ORTOPÉDICO

ShoppingOrtopedico.com.br

A superação das expectativas dos clientes, otimização da gestão do relacionamento, melhoria da experiência e aumento da satisfação dos clientes são os pilares que norteiam o conceito de atendimento do **Shopping Ortopédico**.

Atuamos no mercado de ortopedia técnica há **40 anos**, sempre em busca de inovações tecnológicas que permitem o aperfeiçoamento da nossa produção, a fim de proporcionar os melhores resultados clínicos com a utilização dos nossos produtos ortopédicos.

Equipamentos modernos somados a uma equipe de profissionais preparada tem como resultado as melhores soluções do mercado.

ÓRTESES

PUNHOS, MÃOS E DEDOS

- Splint de dedo
- Tala para Imobilização da Articulação do Dedo
- Tala Dinâmica
- Dedeira Skingel com Malha
- Tala para Dedo em Martelo
- Tala de Dedo com Alça Ajustável
- Órtese Imobilizadora de dedo
- Tala para Punho e Dedos livres curta ou longa
- Tala para Punho e Polegar curta ou longa
- Órtese para Rizartrose Rhizo Forte
- Tala Funcional curta para polegar
- Tala de Polegar Manutec Fix Rizart Bilateral
- Tala de posicionamento para Punho, Mão e Dedos
- Órtese Oppenheimer

OMBRO E COTOVELO

- Cotoveleira
- Órtese Tennis Elbow
- Tipóia Velpeau
- Tipóia Funcional com Coxim de Abdução
- Suporte de Ombro
- Imobilizador Clavicular
- Brace de Cotovelo
- Sarmiento de Úmero

GESSO E ALGODÃO SINTÉTICO

- Gesso sintético
- Malha tubular
- Algodão sintético

PRÓTESES

ESTÉTICA

- Próteses Estéticas

FUNCIONAL

- Funcional
- Funcional Mioelétrica

PUNHOS, MÃOS E DEDOS

SPLINTS PARA DEDO

Projetada para imobilização e estabilização dos dedos em caso de:

- Fraturas;
- Contusões;
- Entorses;
- Luxações;
- Proteção para dedos encravados.



PUNHOS, MÃOS E DEDOS

SPLINTS PARA DEDO

Projetada para imobilização e estabilização dos dedos em caso de:

- Fraturas;
- Contusões;
- Entorses;
- Luxações;
- Proteção para dedos encravados.



PUNHOS, MÃOS E DEDOS

TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DA ARTICULAÇÃO DO DEDO

Usadas para estabilizar ou imobilizar as pequenas articulações dos dedos do paciente.

Mallet Finger



Holds the DIP / end knuckle straight for proper healing

Swan Neck



Prevents the PIP / middle knuckle from bending backwards

Boutonniere/ Jammed Finger



Holds the PIP / middle knuckle straight to help a jammed finger heal

Trigger Finger/ Trigger Thumb



Limits the PIP /middle knuckle or thumb IP / end knuckle bending to stop triggering

Hypermobility/ EDS



Stabilizes the finger joints to reduce hypermobility without limiting function

Deviated/ Crooked Fingers



Stabilizes the finger joints to reduce hypermobility without limiting function



PUNHOS, MÃOS E DEDOS

TALA DINÂMICA

Sustentação da extensão das interfalangeanas ou em menor grau, do metacarpofalangeana, exercitando os flexores. A força exercida é ajustável curvando-se as molas. Arame de aço inoxidável e almofadas de EVA.

Indicações: Órtese indicada para mobilizar dinamicamente a articulação proximal da mão.



DEDEIRA SKINGEL COM OU SEM MALHA

Indicada para proteção do dedo devido a:

- Unhas encravadas ou danificadas;
- Amputação parcial dos dedos;
- Proteção da região apical;
- Calos;
- Dedo em martelo.



PUNHOS, MÃOS E DEDOS

TALA PARA DEDO EM MARTELO

Indicada para dedo em martelo e pós operatórios de lesões em falange distal dos dedos.



TALA DE DEDO COM ALÇA AJUSTÁVEL

Indicada para imobilização do dedo e ruptura do tendão superior.



ÓRTESE IMOBILIZADORA DE DEDO

Indicada para imobilização do dedo.



PUNHOS, MÃOS E DEDOS

TALA PARA PUNHO E DEDOS LIVRES CURTA OU LONGA

Indicada para limitar o movimento de flexão do punho, aliviar a dor e manter posicionamento anatômico na prevenção e tratamento de doenças inflamatórias que afetam a região do punho.



PUNHOS, MÃOS E DEDOS

TALA PARA PUNHO E POLEGAR CURTA OU LONGA

Indicada para limitar o movimento de flexão do punho e os movimentos do polegar, aliviar a dor e manter posicionamento para prevenção e tratamento de doenças inflamatórias que afetam a região do punho e o primeiro dedo.

- Imobilização e alinhamento da articulação;
- Período pré e pós-operatório;
- Reabilitação de fraturas de punho;
- Lesões por esforços repetitivos;
- Tendinites e tenossinovites;
- Lesões ligamentares;
- Síndrome do túnel do carpo.



OMBRO E COTOVELOS

ÓRTESE PARA RIZARTROSE RHIZO FORTE

Imobilização segura do polegar sem restringir os movimentos do punho e dos outros quatro dedos proporcionando alto conforto na utilização.

Indicação:

- Dor e inflamações;
- Síndromes por esforço repetitivo;
- Pós cirúrgico;
- Rizartrose;
- Osteoartrose do polegar;
- Lesões e torções dos tecidos moles;
- Artrite reumatóide;
- Instabilidade ligamentares.



OMBRO E COTOVELOS

TALA FUNCIONAL CURTA PARA POLEGAR

Estabilização do polegar em posição funcional, limita os movimentos da articulação no tratamento de patologias como rizartrose, tendinites, traumas leves de polegar que não requerem imobilização rígida.



TALA DE POLEGAR MANUTEC FIX RIZART BILATERAL

Tala confeccionada em materiais respiráveis para facilitar a passagem do ar.

Indicações:

Rizartrose; Torções; Tendinites;
Estabilização; Imobilização.



PUNHOS, MÃOS E DEDOS

TALA DE POSICIONAMENTO PARA PUNHO, MÃO E DEDOS

A tala ABS foi desenvolvida para o tratamento de lesões traumáticas, neurológicas e traumatológicas na região do punho, mão e dedos.

- Confeccionada em plástico rígido e forro atalhado, sendo leve, confortável e durável, sem ressecar ou quebrar com o tempo.



ÓRTESE OPPENHEIMER

A órtese Oppenheimer é utilizada para promover a extensão de punho e dedos, facilitando a manipulação dos objetos, auxilia no fortalecimento da musculatura extensora pela resistência oferecida pelos elásticos e melhorando o efeito tenodese.

- Hemiplegia;
- Fraqueza muscular dos extensores dos dedos e do punho;
- Lesão do nervo radial;
- Pós-operatórios.



OMBRO E COTOVELOS

COTOVELEIRA

Recomendada na prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares e também para a prática de esportes;

Indicações:

- Uso ortopédico e também para prática de esportes, auxiliando na prevenção e recuperação de lesões na região do cotovelo, como tendinites e outras lesões provocadas por movimentos intensos e/ou repetitivos;



ÓRTESE TENNIS ELBOW

Auxilia pessoas na prevenção e no alívio das dores causadas por esforço da região do antebraço e cotovelo, proporcionando suporte em movimento que envolvem constante tensão dos músculos. Indicada para tratamento de epicondilite, tendinite e tenossinovite, para prática de esportes e atividades do dia a dia.



PUNHOS, MÃOS E DEDOS



TIPÓIA VELPEAU

A Tipóia Estofada Imobilizadora Velpeau foi desenvolvida para proporcionar estabilidade e conforto durante a recuperação de lesões ocasionadas no ombro, braço e antebraço:

- Fratura de colo do úmero e cotovelo;
- Contusões;
- Luxações;
- Hemiplegia;
- Período pós-operatório e apoio para gesso.



TIPÓIA FUNCIONAL COM COXIM DE ABDUÇÃO

Indicada para estabilização e manutenção do ombro em abdução nos casos de pós-operatório da cirurgia do manguito rotador.



OMBRO E COTOVELOS

SUPORE DE OMBRO

Indicado para:

- Ruptura do manguito rotador
- Subluxação do ombro
- Tendinopatia
- Hemiplegia
- Lesões do plexo braquial
- Danos nos nervos periféricos etc.



IMOBILIZADOR CLAVICULAR

Indicado para tratamento de fraturas de clavícula.



OMBRO E COTOVELOS



BRACE DE COTOVELO

A órtese é indicada para limitar (ajustável) os movimentos do cotovelo para tratar alguma condição específica, entre elas:

- Fraturas estáveis do úmero distal, rádio e ulna proximal;
- Para lesões ou reparos de tendões e ligamentos e lesões crônicas de cotovelo;
- Pós cirúrgicos de reconstrução ligamentar.

Características: Permite regulagem da amplitude de movimento de extensão e flexão; Possui bloqueio de extensão fácil de usar, que permite que o brace seja bloqueado em qualquer ângulo por meio de um "click".



SARMIENTO DE ÚMERO

Indicada para imobilizar o úmero após fraturas.

Características: Feita sob medida no Shopping Ortopédico e fácil higienização.



GESSO E ALGODÃO SINTÉTICO

GESSO SINTÉTICO

O gesso sintético para imobilização de fraturas oferece toda a resistência, rigidez e durabilidade necessária.



MALHA TUBULAR

Utilizado em procedimentos de imobilização ortopédica para acolchoamento e proteção entre a pele e o membro imobilizado, para proteger as proeminências ósseas e minimizar o aparecimento de irritações de pele e alergias.



Malha tubular



Malha tubular a prova d'água

ALGODÃO SINTÉTICO

Utilizado em procedimentos de imobilização ortopédica para acolchoamento e proteção entre a pele.



Algodão sintético



Algodão sintético a prova d'água

PRÓTESES ESTÉTICAS

PRÓTESES ESTÉTICAS

A prótese estética para amputação de mão e dedos, é confeccionada em silicone medicinal, feita sob medida e personalizada com características individuais do usuário.



PRÓTESES FUNCIONAIS

PRÓTESES FUNCIONAIS

A prótese funcional para dedos é projetada de forma personalizada e anatômica para o paciente, a fim de imitar a função complexa dos dedos. Se destaca na restauração dos movimentos de pinças fina, permitindo manusear pequenos objetos com precisão e força.



PRÓTESES FUNCIONAIS MIOELÉTRICAS

As Próteses Mioelétricas funcionam através de eletrodos, que são colocados sobre o músculo do coto, e conforme acontecem as contrações do músculo, esses eletrodos captam os sinais elétricos e enviam para a prótese para realizar os movimentos.





TECNOLOGIA DE PONTA GERANDO OS MELHORES RESULTADOS!

O Shopping Ortopédico conta com equipamentos de ponta somados aos mais de 40 anos de experiência e profundo conhecimento técnico que possibilitam a confecção de órteses e próteses.



SHOPPING ORTOPÉDICO



SHOPPING ORTOPÉDICO

MATRIZ:

 **Belo Horizonte/MG**
Av. Bernardo Monteiro, 1.280
Funcionários
 (31) 9 9428-8419
 (31) 9 8787-0581
 (31) 3224-2871

FILIAL HOSPITAL ORIZONTI:

 **Belo Horizonte/MG**
Pça. Eng. Flávio Gutierrez, s/nº
Mangabeiras - Entrada principal da
Internação/ Pronto Socorro - 3º andar
 (31) 9 9063-7098
 (31) 3643-3314

FILIAL HOSPITAL ORTOPÉDICO:

 **Belo Horizonte/MG**
Rua Professor Otávio Coelho de
Magalhães, 111 - Mangabeiras
 (31) 3223-2774

FILIAL BETIM:

 **Betim/MG**
Av Edméia Mattos Lazzarotti, 3.814
Esp. Santo
 (31) 9 9063-7175
 (31) 3787-1017

Siga nossas Redes sociais

 Shopping_Ortopedico

 ShoppingOrtopedico

 ShoppingOrtopedicoBrasil

 contato@shoppingortopedico.com.br



 shoppingortopedico.com.br

 Guia de Órteses e Próteses
para Membros Superiores