

Guia de Órteses de Coluna



SHOPPING ORTOPÉDICO






SHOPPING ORTOPÉDICO

*Há mais de 40 anos oferecendo as melhores
tecnologias para os nossos pacientes.*

ShoppingOrtopedico.com.br

Indicações para a Coluna



ESCOLIOSE E CIFOSE

- Colete 3D para Hipercifose
- Colete 3D para Escoliose
- Colete Boston
- Colete Milwaukee

C1 à S1

- Colete CTLSO

C1 à C7



- Colar Cervical Aspen
- Colar Cervical Miami J
- Colar Cervical Miami J Select
- Colar Cervical em Espuma
- Colar Cervical Philadelphia
- Colar Cervical com Apoio Mentoniano

C1 à T2



- Colete CTO
- Colete Halo Invasivo
- Colete Minerva

T4 à S1



- Colete Dallas TLSO
- Colete Knight Taylor DANKE
- Colete Knight Taylor com Barra de Extensão Externa DANKE
- Colete TLSO com Barra Anterior
- Colete TLSO e Boston
- Colete Jewett
- Colete Jewett DANKE
- Colete Spinomed
- Colete Spinal Adjustor
- Colete de Putti Alto

L1 à S1



- Colete Dorsal com Painel de Ajuste DANKE
- Colete Knight DANKE
- Colete Dallas LSO
- Vertebrolyt Vario
- Lumbamed Basic
- Colete de Putti Baixo
- Suporte Lombar Aspen

ESCOLIOSE E CIFOSE


- Colete 3D para Hipercifose
- Colete 3D para Escoliose
- Colete Boston
- Colete Milwaukee

CIFOSE COLETE 3D PARA HIPERCIFOSE

Colete utilizado para correção da hipercifose. Apresenta dois sistemas de pressão de 3 pontos que são aplicadas em regiões selecionadas do tronco, trazendo o paciente para a melhor correção possível.

Indicações:

- Hipercifose;
- Doença de Scheuermann.



COLETE 3D PARA ESCOLIOSE

Abordagem para o tratamento da Escoliose Idiopática

ESCOLIOSE

Este é um colete de correção tridimensional da escoliose que possui áreas significativas de pressão e expansão, que fornecem correção nos três planos anatômicos.

Os pontos de pressão e áreas de expansão são localizados e moldados para aplicar pressão em regiões selecionadas do tronco, trazendo o paciente para a melhor correção tridimensional possível, maximizando o conforto.



COLETE 3D
PARA ESCOLIOSE



COLETE 3D
PARA ESCOLIOSE



**COLETE 3D
PARA ESCOLIOSE**



ESCOLIOSE

COLETE BOSTON

São órteses fabricadas sob medida e que possuem contato total com o tronco do paciente permitindo assim, a distribuição de peso de forma uniforme e propiciando maior sustentação. Esta órtese se estende desde a pelve até a porção superior do tórax e é utilizada no tratamento das correções posturais.



ESCOLIOSE E CIFOSE

COLETE DE MILWAUKEE

São confeccionados sob medida para tratamentos de curvaturas da coluna como hipercifose e escoliose e em pacientes que estejam em fase de crescimento. Este colete ocupa todo o dorso do paciente, abrangendo desde a pelve até a base do crânio.



C1 à S1

• Colete CTLSO




C1 à S1 COLETE CTLSO

Consiste de uma órtese fabricada sob medida, que envolve grande extensão da coluna vertebral, sendo formada por 2 partes:

- A primeira, constituída por um colar cervical com apoio mentoniano e apoio occipital, conectado a um apoio esternal e torácico anterior e posterior;
- E uma segunda, constituída por um colete TLSO sob medida.

Desenvolvidas para restringir a movimentação total e intervertebral de porções mais altas da coluna.





C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

C1 à C7

- Colar Cervical Aspen
- Colar Cervical Miami J
- Colar Cervical Miami J Select
- Colar Cervical em Espuma
- Colar Cervical Philadelphia
- Colar Cervical com Apoio Mentoniano

COLARES CERVICAIS

C1 à C7 COLAR CERVICAL ASPEN

O Colar Vista otimiza o cuidado com o paciente e tem como objetivo limitar o movimento da coluna cervical. Possui regulagem de 6 ajustes de altura e é revestido com tecido de algodão e espuma que assegura uma ótima distribuição de pressão.

Indicações:

- Lesão cervical;
- Fratura;
- Doença degenerativa do disco;
- Tensão muscular crônica ou aguda;
- Lesões ligamentares;
- Doença muscular degenerativa.



C1 à C7 COLAR CERVICAL MIAMI J

É confeccionado em plástico flexível com apoio mentoniano e é indicado para limitar o movimento da coluna cervical. Possui orifício para análise do pulso carotídeo e traqueotomia.

Indicações:

- Imobilização da coluna cervical;
- Cirurgia pré e pós-coluna Vertebral;
- Prevenção da coluna cervical em pacientes com trauma.



C1 à C7 COLAR CERVICAL MIAMI J SELECT

O colar cervical Miami J Select oferece uma ampla gama de ajustabilidade de altura com um design único e universal e proporciona conforto, imobilização e qualidade.

Indicações:

- Imobilização da coluna cervical;
- Cirurgia pré e pós-coluna vertebral;
- Prevenção da coluna cervical em pacientes com trauma;

Características:

- Fácil ajuste de altura
- Design universal que não compromete a imobilização ou o conforto.
- Grande abertura traqueal – função melhorada para pacientes de UTI.
- Fácil de limpar e substituir o estofamento.



C1 à C7 COLAR CERVICAL EM ESPUMA

Confeccionado em espuma de alta densidade e coberto por uma malha macia, proporciona rigidez, segurança e estabilidade durante o seu uso.



C1 à C7 COLAR CERVICAL PHILADÉLFIA


Confeccionado em plástico perfurado para melhor ventilação, possui borda acolchoada para maior conforto e apoio no queixo para limitar o movimento de flexão do pescoço.



C1 à C7 COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO

Confeccionado em plástico perfurado para melhor ventilação, possui borda acolchoada para maior conforto e apoio no queixo para limitar o movimento de flexão do pescoço.





C1 à T2

- Colete CTO
- Colete Halo Invasivo
- Colete Minerva

C1 à T2 COLETE CTO ASPEN

O CTO Aspen combina uma restrição de movimento altamente eficaz da coluna cervical e torácica alta com um nível de conforto bem aceito pelos pacientes.






C1 à T2 COLETE CTO

O colete CTO proporciona uma eficaz restrição de movimento da coluna cervical e torácica alta com um nível de conforto bem aceito pelos pacientes. Consistem de um apoio mentoniano e occipital conectado a um apoio esternal e torácico anterior e posterior.

Indicações:

- Estabilização pós-cirúrgica;
- Instabilidade cervicotorácica;
- Gerenciamento de fratura.



C1 à T2 COLETE HALO Invasivo

Órtese padrão-ouro na imobilização da coluna cervical, imobilizando todos os movimentos, inclusive a transição occipitocervical, onde as outras órteses praticamente não têm efeito. A região de C3 ao occipício é a que possui maior restrição de movimento com o uso do halo.



C1 à T2 COLETE MINERVA

É composto de 2 partes, que alinhadas irão manter o pescoço em posição neutra. Esta órtese limita a flexo-extensão cervical com apoio no mento, occipício e tórax.



T4 à S1

- Colete Dallas TLSO
- Colete Knight Taylor DANKE
- Colete Knight Taylor com barra de extensão esternal DANKE
- Colete TLSO com Barra Anterior
- Colete TLSO e Boston
- Colete Jewett
- Colete Jewett DANKE
- Colete Spinomed
- Colete Spinal Adjustor
- Colete de Putti Alto

L1

L2

L3

L4

L5

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

S1

T4 à S1 COLETE DALLAS TLSO

O colete DALLAS TLSO é ideal para pacientes que precisam de sustentação máxima, mas não suportam órteses rígidas. Possui um sistema de fechamento de tração que fornece ajustes de compressão fáceis e um tecido que oferece menor volume, remoção de calor, umidade e vida útil mais longa.

Indicações:

- Imobilização da coluna vertebral;
- Fraturas;
- Hérnia de disco;
- Cifose;
- Osteoporose;
- Pós-operatório;
- Estabilização da coluna vertebral;
- Estenose espinal.



T4 à S1 COLETE KNIGHT TAYLOR DANKE

Confeccionado com material ultra leve resistente o colete oferece controle anterior, posterior e lateral da coluna lombar e torácica, restringindo por tanto, o movimento de flexão, extensão e mobilidade lateral. Possui revestimento acolchoado em toda estrutura rígida e nas alças proporcionando conforto e absorção da umidade. As alças de postura tracionam a coluna mantendo na posição neutra. A estrutura do colete somado ao painel fixador regulável abdominal, oferece flexibilidade ideal para aumentar o suporte abdominal, ajustando-se para uma melhor conformidade no formato e tamanho sem necessidade de moldagem.

Indicações:

- Estabilização e imobilização da coluna tóraco-lombo-sacra;
- Artroses;
- Pós operatório de cirurgia de disco.



T4 à S1

COLETE KNIGHT TAYLOR COM BARRA DE EXTENSÃO ESTERNAL DANKE

Indicações:

- Estabilização após cirurgia da coluna;
- Estabilização e imobilização toracolumbar;
- A extensão esternal restringe a flexão e a rotação do tronco e proporciona o correto posicionamento da coluna.

Características:

1. Proporciona estabilização adequada à coluna lesionada ou pós-operatória;
2. Ângulo e comprimento do colete esternal ajustável;
3. Almofadas esternais flexíveis para ajuste confortável;
4. Acolchoamento de espuma para o máximo conforto;
5. O comprimento da alça pode ser cortado para obter o melhor ajuste.



T4 à S1 COLETE TLSO com Barra Anterior

O colete TLSO é uma órtese confeccionada sob medida, com objetivo de estabilizar, imobilizar ou corrigir deformidades da coluna. São órteses fabricadas em material termoplástico de alta temperatura.




T4 à S1 COLETE TLSO E BOSTON

São órteses fabricadas sob medida e que possuem contato total com o tronco do paciente permitindo assim, a imobilização e estabilização da coluna tóraco-lombo-sacra. São órteses estáticas e confeccionadas em materiais termoplásticos de alta temperatura.




Indicações:

- Tratamento de fraturas;
- Correções posturais;
- Restrição de movimento no tratamentos de metástases ósseas.



T4 à S1 COLETE JEWETT

O colete Jewett é um tipo de órtese que estabiliza a parte superior do tórax e a parte inferior da coluna lombar. É uma órtese dinâmica que coloca a coluna em hiperextensão. Utilizando três pontos de pressão, o colete Jewett possui almofadas no esterno e na parte inferior do abdômen e é utilizado para tratamento de fraturas.



T4 à S1 COLETE JEWETT DANKE

Colete que atua sobre o corpo por meio de três pontos de apoio: suprapúbico, dorsolumbar e esternal. Promove estabilização e restrição de movimento da coluna vertebral, possui um suporte tridimensional torácico, que otimiza o ajuste do colete no tórax e apresenta um sistema de fechamento seguro, rápido e fácil de usar.

Efeitos:

- Hiperextensão da coluna por meio de um sistema de três pontos de apoio;
- Estabilização e restrição de movimentos da coluna vertebral;
- Alívio da dor;

Indicações:

- Fraturas por compressão;
- Espondilartrose;
- Imobilização após cirurgia de disco intervertebral;
- Fraturas vertebrais estáveis da coluna dorsal inferior e da coluna lombar;
- Imobilização pós-cirúrgica de fraturas de corpos vertebrais instáveis;
- Imobilização após a cirurgia de tumores e metástases dos corpos vertebrais.



T4 à S1 COLETE SPINOMED

Órtese de extensão vertebral para osteoporose e hipercifose

Indicações:

- Colapso ósseo osteoporótico na coluna torácica e lombar;
- Hipercifose com dor crônica nas costas;

Modo de Ação:

- O sistema de cintos e o suporte das costas causam ativação, criando “biofeedback”;
- Redução de cifose causada pela osteoporose;
- Aumento da mobilidade melhorando a força muscular;
- Diminuição da dor.



T4 à S1 COLETE SPINAL ADJUSTOR

Indicações:

- Osteoporose
- Hipercifose
- Estabilização pós-operatória
- Espondilite

Modo de ação:

Estimula continuamente os músculos para induzir a contração da musculatura escapular e espinhal, no intuito de manter o tronco e a parte superior do corpo em uma postura ereta ideal.




T4 à S1 COLETE PUTTI ALTO

Confeccionado em elástico de alta resistência, com talas de duralumínio, fechamento em velcro e reforço lateral. Auxilia nas terapias das patologias da coluna vertebral. O uso regular e controlado permite a redução dos movimentos da coluna, um melhor equilíbrio das vértebras e bom efeito na postura.



L1 à S1

- Colete Dorsal com Painel de ajuste DANKE
- Colete Knight DANKE
- Colete Dallas LSO
- Vertebradyn Vario
- Lumbamed Basic
- Colete de Putti Baixo
- Suporte Lombar Aspen



L1 à S1 COLETE DORSAL COM PAINEL DE AJUSTE DANKE

Fornece suporte rígido e estabilização à coluna lombar lesionada;
Material de excelente ventilação

Indicações:

- Cuidados pós-operatórios;
- Dor lombar aguda e crônica;
- Entorses ou distensões lombares;
- Osteoporose.



L1 à S1 COLETE PUTTI BAIXO

Confeccionado em elástico de alta resistência, com talas de duralumínio, fechamento em velcro e reforço lateral. Auxilia nas terapias das patologias da coluna vertebral. O uso regular e controlado permite a redução dos movimentos da coluna, um melhor equilíbrio das vértebras e bom efeito na postura.



L1 à S1 COLETE KNIGHT DANKE

Confeccionado com material leve e resistente, este colete promove estabilização e imobilização da coluna toráco-lombo-sacra para pacientes que não toleram coletes muito rígidos. Possui revestimento acolchoado em toda estrutura rígida e nas alças, proporcionando conforto e absorção de umidade.



L1 à S1 COLETE DALLAS LSO

Indicado para estabilização e imobilização da coluna lombo-sacra, este colete apresenta um sistema de fechamento com cordão único para aumentar o suporte da coluna vertebral. Confeccionado em material leve e respirável resultando em máximo conforto.

Indicações:

- Imobilização da região lombar;
- Fratura da coluna vertebral (L1-L5);
- Hérnia de disco;
- Patologias degenerativas da coluna vertebral;
- Espondilolistese.



L1 à S1 VERTEBRADYN VARIO

Órtese de apoio lombar.

Indicações:

- Dor lombar aguda e intensa;
- Tratamento conservador/ Pós operatório;
- Pré e pós cirúrgico de prolapso discal;
- Inflamações da articulação iliossacral;
- Lombociatalgia;
- Osteocondrose;
- Estenose do canal medular;
- Instabilidade da coluna vertebral;
- Espondilolistese;

Efeitos/Tecnologia:

- Estabilização para a coluna lombar;
- Alívio parcial através do aumento da pressão intra-abdominal;
- Alívio parcial através da redução da lordose da coluna lombar;
- Hastes de aço pré-moldadas anatomicamente integradas;
- Possibilidade de remover o Lumbar Pad de maneira fácil e segura.



L1 à S1 LUMBAMED BASIC

Suporte para estabilização da coluna lombar com hastes dorsais flexíveis.

Indicações:

- Lombalgia;
- Esforço excessivo exercido na região entre a coluna lombar e a pelve;
- Fraqueza ou desequilíbrio dos músculos do tronco (costas ou abdômen).



L1 à S1 SUPORTE LOMBAR ASPEN

Esta cinta é projetada para fornecer estabilidade, compressão e suporte lombar.





TECNOLOGIA DE PONTA GERANDO OS MELHORES RESULTADOS!

O Shopping Ortopédico conta com equipamentos de ponta somados aos mais de 40 anos de experiência e profundo conhecimento técnico que possibilitam a confecção de órteses e próteses.



SHOPPING ORTOPÉDICO



SHOPPING ORTOPÉDICO

MATRIZ:



Belo Horizonte/MG

Av. Bernardo Monteiro, 1.280

Funcionários



(31) 9 9428-8419



(31) 9 8787-0581



(31) 3224-2871

FILIAL BAHIA:



Vitória da Conquista/BA

Av. Ascendino Melo, 133 - Recreio



(77) 3025-5027

FILIAL HOSPITAL ORTOPÉDICO:



Belo Horizonte/MG

Rua Professor Otávio Coelho de

Magalhães, 111 - Mangabeiras



(31) 3223-2774



FILIAL SÃO PAULO:

São Paulo/SP

Rua Itapeva, 378 - Sala 113

11º andar - Bela Vista



(11) 9 9961-8659



(11) 2361-3034

Siga nossas Redes sociais



Shopping_Ortopedico



ShoppingOrtopedico



ShoppingOrtopedicoBrasil



contato@shoppingortopedico.com.br



 shoppingortopedico.com.br



Guia de Órteses de Coluna
Online